

Технические данные

Воронка Бюхнера

- Код производителя**
GT218-101-51-2, GT218-101-51, GT218-101-88, GT218-101-123
- Описание**
Изготовлена из фарфора.
- Область применения**
Используется в лабораториях совместно с колбами Бунзена для фильтрации жидкостей под вакуумом.
- Используемый материал**

№	Компонент	Материал
1	Воронка	Фарфор
3	Транспортная упаковка	Желтый 5-слойный гофрированный картон

- Размеры**

Артикул поставщика	Код производителя	Количество отверстий	Диаметр воронки	Общая высота	Диаметр носика	Высота носика
13000605	GT218-101-51-2	51 шт.	60 мм	100 мм	18 мм	30 мм
13000606	GT218-101-51	51 шт.	80 мм	130 мм	22 мм	40 мм
13000607	GT218-101-88	88 шт.	100 мм	150 мм	24 мм	45 мм
13000608	GT218-101-123	123 шт.	120 мм	170 мм	30 мм	60 мм

Погрешность в размерах: ± 3 мм

- Серия**
Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

- Условия хранения**
Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре $\leq 40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности $\leq 80\%$.