

**Технический паспорт
Корзины для транспортировки бутылок**

1. Назначение

Предназначены для переноски и транспортировки бутылок с реагентами и образцами в лабораторию.

2. Основные технические характеристики

| Количество мест для бутылок | Размеры, мм | Максимальный Ø бутылок, мм |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 4 | 310 × 300 × 270 | 118 |
| 6 | 320 × 300 × 200 | 92 |



1. Материал изделия – полипропилен.
2. Возможна стерилизация газом (оксид этилена), химическая стерилизация (в формалине) и СВЧ-излучением, автоклавирование при 121°C.
3. Снабжены ручкой для переноски.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка обеспечивает сохранность изделий при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с изделиями из пластика.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: PLASTIME S.R.L., Via del Lavoro 19 - 36020 Castegnero Vicenza - Italy (Италия).

Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.