

**Технический паспорт  
Шпатель полистирольный**

Код изделия производителя: **4002/SG/CS**

Артикул поставщика: **12006714**

**Описание**

**Шпатель.** Изготовлен из прозрачного полистирола. Стерильный, в индивидуальной упаковке (медицинская бумага), что позволяет открыть изделие в идеальной стерильности во избежание загрязнения, вызванного в момент открытия. Не содержит латекс.

*CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 93/42/CE и D.lgs 46 от 24/02/1997.*

**Технические характеристики**

Микробиологический статус	Стерильно
Материал	Полистирол
Длина, мм	160 ± 2,0
Ширина, мм	20 ± 2,0
Толщина, мм	1,6 ± 0,2
Вес, гр.	4,5
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

**Назначение**

Шпатель стерильный, предназначен для осмотра полости рта при оториноларингологическом обследовании. Только для профессионального использования. *Национальная классификация медицинских изделий (CND) – V9001(Шпатель одноразовый).*

**Подготовка к использованию**

Для обработки, перед использованием, моют руки с дезинфицирующим мылом или пользуются перчатками.

**Инструкция по эксплуатации**

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности или в случае нарушения целостности упаковки.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

**Упаковка**

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): инд. уп.

Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 40×25,2×29

Вес (кг): 5,3

Объем (м<sup>3</sup>): 0,029


**Символы на упаковке**




Дата производства



Дата истечения срока годности




Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам



Номер серии



Одноразовое изделие



Стерилизация этиленоксидом