



Технические данные

Колба с тубусом (Бунзена)

- Код производителя**
1432, 5010.
- Область применения**
Предназначены для использования совместно с воронками Бюхнера для фильтрации газов и жидкостей при пониженном давлении.
- Описание**
Колбы с тубусом должны выдерживать предельное остаточное давление не более 13,33 гПа (10 мм рт. ст.).
- Используемый материал**

№	Компонент	Материал
1	Колба с тубусом	Стекло
2	Промежуточная упаковка	3-слойный гофрированный картон
3	Транспортная упаковка	5-слойный гофрированный картон

5. Размеры

Артикул	Код	Объем, мл	Высота, мм	Ø основания, мм	Внутренний Ø горловины, мм/шлиф
<i>Колба с тубусом с цилиндрической горловиной (без взаимозаменяемого конуса)</i>					
10006030	1432	125	125 ± 5,0	77 ± 2,0	23 ± 1,0
10006001		250	145 ± 5,0	84 ± 2,0	27 ± 1,0
10006002		500	173 ± 5,0	105 ± 2,0	28 ± 2,0
10006000		1000	211 ± 5,0	132 ± 2,0	37 ± 2,0
10006011		2500	278 ± 5,0	167 ± 2,0	40 ± 2,0
10006012		5000	375 ± 5,0	235 ± 3,0	50 ± 2,0
<i>Колба с тубусом со шлифом (с взаимозаменяемым конусом)</i>					
10006023	5010	100	110 ± 5,0	65 ± 2,0	19/26
10006020		250	145 ± 5,0	84 ± 2,0	29/32
10006021		500	173 ± 5,0	105 ± 2,0	29/32
10006022		1000	211 ± 5,0	132 ± 2,0	29/32

- Серия**
Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.
- Условия хранения**
Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ≤40°C и относительной влажности ≤80%.
- Гарантии изготовителя**
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН