

2	Геометрические размеры	Высота (105 ± 1,4) мм Диаметр корпуса (50 ± 1) мм Диаметр горловины наружный (34 ± 1) мм Диаметр горловины внутренний (25 ^{+0,20} _{-0,30}) мм	104,32 – 104,65 49,20 – 49,59 33,52 – 33,88 24,95 – 25,09
3	Вместимость полная	(120 ± 6) см ³	123 – 125
4	Масса	Не более 130 г	112 – 115
5	Отжиг	Не более 100 нм/см	Соответствует
6	Термостойкость	Должны выдерживать перепад температур не менее 40°C	Выдерживает
7	Химическая устойчивость	Должны быть химически устойчивы	Соответствует
8	Упаковка	Пункт 5.2 ГОСТ 10782-85	Соответствует
9	Маркировка	Пункт 5.1 и 5.5 ГОСТ 10782-85	Соответствует

Заключение: Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и инфузионных препаратов типа П-100-2-МТО соответствуют требованиям ГОСТ 10782-85.

Начальник СКК: Соколова /Соколова О.Г./



Общество с ограниченной ответственностью
«Солнечногорский стекольный завод»
(ООО «Солстек»)



141504, Московская область,
Солнечногорский район,
г. Солнечногорск, ул. Стеклозаводская, д. 1
Тел.: (495) 994-10-42; факс: (4962) 62-23-50;
E-mail: solstek@solstek.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1988

П-2002-СММ

наименование продукции условное обозначение

Номер накладной 2124

Дата отгрузки 04.04.2020

№ вагона или а/м С 884 от 80

Потребитель ООО «Сол-Стекло»

Марка стекла СММ

Вместимость (см³) 100

Количество (шт.) 15720

Контроль выполнен по ГОСТ 10782 - 85

Качество отжига Уровни

Термостойкость Стекло

Химическая стойкость:

Измерение pH воды 8,84

Изменение pH 0,9% раствора NaCl 8,80

Водостойкость стекла 0,2 - 0,84

Заключение СКК Стекло

« 04 » 2020 г.

Начальник Службы [Подпись]

[Подпись]
(регистрация подписи)

ООО «Солнечногорский стекольный завод» г. 141504

