

Технические данные

**Пипетки для переноса жидкостей (Пастера)**

**1. Код производителя**

GT205-619-1S, GT205-619-20S, GT205-620, GT205-621-1S, GT205-621-20S, GT205-647, GT205-631, GT205-636, GT205-636-1, GT205-639, GT205-620-1S.

**2. Описание**

Изделия изготовлены из полиэтилена, с хорошей прозрачностью и удобны для наблюдения. Обладают определенной жесткостью и имеют хорошую эластичность.

**3. Область применения**

Предназначены для дозирования растворов при проведении серологических и бактериологических исследований.

**ООО «МИНИМЕД»**

**ПЕРЕВОД ВЕРЕН**

**4. Используемый материал**

| № | Компонент                      | Материал                               |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Пипетка для переноса жидкостей | Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП)     |
| 2 | Блистерная упаковка            | Полимерная пленка + бумага             |
| 3 | Полимерная упаковка            | Полиэтиленовый (ПЭ) пакет              |
| 4 | Промежуточная упаковка         | Гофрированный картон + листовая бумага |
| 5 | Транспортная упаковка          | Гофрированный картон + листовая бумага |

**5. Размеры**

| Артикул  | Код производителя | Упаковка, шт        | Стерильность    | Объем, мл | Длина, мм  |
|----------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|
| 12006653 | GT205-619-1S      | Инд. упак./100/2000 | ЭО-стерилизация | 1         | 160 ± 2,0  |
| 12006640 | GT205-619-20S     | 20/400/4000         | ЭО-стерилизация | 1         | 160 ± 2,0  |
| 12006608 | GT205-620         | Россыпь/500/5000    | Нестерильно     | 2         | 150 ± 2,0  |
| 12006654 | GT205-621-1S      | Инд. упак./100/2000 | ЭО-стерилизация | 3         | 160 ± 2,0  |
| 12006633 | GT205-621-20S     | 20/400/4000         | ЭО-стерилизация | 3         | 160 ± 2,0  |
| 12006605 | GT205-647         | Россыпь/500/5000    | Нестерильно     | 1         | 145 ± 2,0  |
| 12006632 | GT205-631         | Россыпь/500/5000    | Нестерильно     | 3         | 225 ± 2,0  |
| 12006631 | GT205-636         | Россыпь/500/5000    | Нестерильно     | 5         | 137 ± 2,0  |
| 12006634 | GT205-636-1       | Инд. упак./100/2000 | ЭО-стерилизация | 5         | 137 ± 2,0  |
| 12006635 | GT205-639         | Россыпь/1000/5000   | Нестерильно     | 0,5       | 70,5 ± 2,0 |
| 12006643 | GT205-620-1S      | Инд. упак./100/2000 | ЭО-стерилизация | 2         | 150 ± 2,0  |

**6. Серия**

Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.

**7. Условия хранения**

Изделие должно храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ≤40°C и относительной влажности ≤80%.

**8. Срок годности**

5 лет.