



Технические данные

Пипетка Пастера

- Код производителя**
GT205-150B, GT205-230B.
- Технические характеристики**
Типы: открытый – капиллярный носик не запаян; закрытый – капиллярный носик запаян.
Основание пипеток может быть снабжено хлопковым (ватным) фильтром.
- Область применения**
Предназначена для недозированного отбора малых объемов жидкостей в лабораториях различного профиля.
- Используемый материал**

| № | Компонент | Материал |
|---|------------------------|----------------------|
| 1 | Пипетка Пастера | Стекло |
| 2 | Промежуточная упаковка | Гофрированный картон |
| 3 | Транспортная упаковка | Гофрированный картон |

ООО «МИНИМЕД»
ПЕРЕВОД ВЕРЕН

5. Размеры

| Артикул поставщика | Код производителя | Номинальный объем, мл | Длина, мм | Внешний больший Ø, мм | Тип | Фильтр |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|--------|
| 12006658 | GT205-150B | 1 | 150 ± 2,0 | 7 ± 0,1 мм | открытый | - // - |
| 12006657 | | 1 | 150 ± 2,0 | 7 ± 0,1 мм | открытый | хлопок |
| 12006659 | | 1 | 150 ± 2,0 | 7 ± 0,1 мм | открытый | хлопок |
| 12006656 | GT205-230B | 3 | 230 ± 2,0 | 7 ± 0,1 мм | открытый | - // - |
| 12006655 | | 3 | 230 ± 2,0 | 7 ± 0,1 мм | закрытый | хлопок |
| 12006660 | | 3 | 230 ± 2,0 | 7 ± 0,1 мм | открытый | хлопок |

- Серия**
Серия и дата изготовления (день/месяц/год) см. на упаковке.
- Условия хранения**
Изделия должны храниться в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре ≤40°C и относительной влажности ≤80%.
- Гарантии изготовителя**
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.