


**Паспорт
Чашка выпарительная
ГОСТ 9147–80**

1. Назначение

Применяется для выпаривания до сухого остатка жидкостей.

2. Основные технические характеристики

№ чашки	Номинальная вместимость, мл	D, мм	H, мм
1	25	62 ± 2,0	25 ± 1,0
2	50	77 ± 2,0	30 ± 1,0
3	100	97 ± 3,0	35 ± 1,0
4	150	107 ± 3,0	40 ± 1,0
5	250	123 ± 3,0	50 ± 2,0
6	450	163 ± 5,0	55 ± 2,0
7	850	205 ± 5,0	60 ± 2,0
8	1500	265 ± 7,0	75 ± 2,0
9	4000	335 ± 10,0	100 ± 3,0



Со всех сторон чашка покрыта глазурью. Глазурь должна быть стойкой к воздействию температуры не менее 900 °С. Устойчивость к термоудару 230 °С.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Изготовитель: ООО «Завод технического фарфора «ФАРКОС-1», 195273, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д.13.

Поставщик: ООО «МиниМед», 241520, РФ, Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17А.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.