

Технический паспорт

Контейнер для отбора, транспортировки и хранения биологических материалов, 200 мл

Код изделия производителя: **2220/CS**

Артикул поставщика: **12002817**

Описание

Контейнер для мочи, 200 мл, с делениями. С завинчивающейся крышкой красного цвета и матовым окном для записи информации. Нестерильный, в индивидуальной упаковке.

CE маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/CE и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал контейнера	Полипропилен
Материал крышки	Полиэтилен
Номинальный объем контейнера, мл	200
Шкала градуировки	мин. 25 мл - макс. 175 мл
Цена деления, мл	25
Температурный диапазон для контейнера	от -10°C до +121°C
Температурный диапазон для крышки	от -50°C до +80°C
Размеры контейнера, мм	Ø 64 × 93
Размеры крышки, мм	Ø 66 × 13
Вес контейнера, гр.	16,4
Вес крышки, гр.	7,7
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Контейнеры для мочи используются, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначены для сбора биологических жидкостей и должны использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов.

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 150

Внутренняя упаковка (шт.): инд. упаков.






Минимальное реализуемое количество

Габаритный размер коробки (см): 36 × 54 × 46

Вес (кг): 4,0

Объем (м³): 0,089

Символы на упаковке

- | | | |
|---|---|--|
|  Дата производства |  Дата истечения срока годности |  Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам |
|  Номер серии |  Одноразовое изделие | |