

Технический паспорт

Пробирка лабораторная 25 мл, цилиндрическая, полипропилен

Код изделия производителя: **5250/МО**

Артикул поставщика: **11005671**

Описание

Пробирка лабораторная 25 мл, цилиндрическая. Имеет круговую градуировку для определения ориентировочного объема. Относительная центробежная сила, действующая на пробирку, не должна превышать 10000 g в течение 20 минут.

СЕ маркировка изделия - изготовлено в соответствии с Директивой 98/79/СЕ и D.lgs 332 от 08/09/2000.

Технические характеристики

Микробиологический статус	Нестерильно
Материал пробирки	Полипропилен
Температурный диапазон	От -10°C до +120 °C
Размеры, мм	Ø 25 × 95
Объем, мл	25
Номинальный объем, мл	35
Круговая градуировка, мл	5-10-15-20-25
Вес, гр.	6,2
Срок годности	5 лет

ООО «МИНИМЕД»

ПЕРЕВОД ВЕРЕН

Назначение

Пробирка лабораторная используется, как «Медицинское изделие для INVITRO диагностики», предназначена для сбора крови и биологических жидкостей, и должна использоваться только при проведении профессиональных лабораторных анализов. **Только для профессионального использования.**

Инструкция по эксплуатации

- Не подносите к открытому пламени и не храните изделие возле источников тепла, которые могут повредить изделие.
- Не используйте по истечении срока годности.
- Не используйте повторно: изделие одноразового применения.
- Не используйте изделие не по назначению.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Храните в сухом месте при температуре от -10°C до +50°C.
- Утилизация: используйте соответствующие средства индивидуальной защиты и действуйте в соответствии с действующими правилами.
- Прежде чем использовать со специфическим веществом, проверьте устойчивость изделия к нему.

Упаковка

Количество (шт.): 1000

Внутренняя упаковка (шт.): 1000


Минимальное реализуемое количество


Габаритный размер коробки (см): 44 × 44 × 53


Вес (кг): 7,6


Объем (м³): 0,102


Символы на упаковке

 Дата производства

 Дата истечения срока годности

 Пожалуйста, обратитесь к сопроводительным документам

 Номер серии

 Одноразовое изделие